

**FICHE PRODUIT**



## Appareil de ponction pulmonaire-MostGraph-02

Référence : SOC-MostGraph-02

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

## Appareil de ponction pulmonaire-MostGraph-02

### Caractéristiques du MostGraph-02

- Résistance respiratoire totale et réactance par technique oscillatoire forcée (FOT)
- Test rapide et simple par respiration calme. Le test est effectué en 20 secondes
- Interprétation graphique 3D du résultat. Facile à comprendre pour les patients
- Appareil autonome basé sur Windows avec moniteur à écran tactile
- Option spiromètre disponible

### Spécification du MostGraph -02

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Détection de débit   | Capteur type Lilly               |
| Plage de débit       | 0 à +/- 2,6 L / s                |
| Plage de pression de | 0 à +/- 5,00 cm H <sub>2</sub> O |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Précision de la pression           | +/- 3,0% (à 2 cm H <sub>2</sub> O / L / s) |
| Onde d'impulsion                   |                                            |
| Gamme de fréquences                | 4 à 36 Hz, à toutes les 4 Hz               |
| Résolution temporelle              | 0,25 s                                     |
| Interpolation d'impédance Spline   |                                            |
| Intervalle                         | 0,25 s                                     |
| Onde de bruit                      |                                            |
| Gamme de fréquences                | 4 à 36 Hz, à chaque 2 Hz                   |
| Résolution temporelle              | 0,25 s                                     |
| Interpolation d'impédance Linéaire |                                            |
| Autres                             |                                            |
| Alimentation                       | AC100 - 240V, 50 / 60Hz                    |
| Dimensions                         | L35 × P32 × H27cm (unité principale)       |
| Poids env.                         | 11kg                                       |
| Éléments de mesure                 |                                            |
| FOT R5, R20, R5-R20, X5, Fres, ALX |                                            |

Spirométrie SVC, FVC, TV, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0.5 / FVC, FEV1 / FVC, FEV1 / SVC, FEV3 / FVC, FEV6 / FVC, FEV1 / SVCpr, MMEF, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF90, MMEF / FVC, FEF50 / FEF75, FEF75-85, FEF200-1200, temps PEF, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1, FIV1 / FVC, FIV1 / FIVC, PIF, FIF50, FEF50 / FIF50, FIF50 / FEF50, MVV43, FVC + FEV1, MVV, MV

#### Accessoires optionnelles :

| Description du produit                                     | Numéro de pièce | MOQ     |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| - Unité principale avec accessoires standard               | 01-2140-001     | 1 unité |
| - Unité principale avec accessoires avec option spiromètre | 01-2140-001S    | 1 unité |
| - Embout buccal en papier (100 pièces / boîte)             | 03-6111-010211  | 1 boîte |
| - Embout buccal en plastique (100pcs / boîte)              | 03-6111-060101  | 1 boîte |

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

|                                                           |                |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|
| - Embout buccal en silicone, enfant                       | 03-6111-020401 | 1 pièce  |
| - Embout buccal en silicone, adulte                       | 3-6111-020402  | 1 pièce  |
| - Pince-nez (Métal)                                       | 03-4511-010101 | 1 pc     |
| - Éponge pour pince-nez (métal)                           | 03-4511-010201 | 1 pc     |
| - Pince-nez (plastique, 10 pièces / paquet)               | 03-5311-010301 | 1 paquet |
| - Filtre Spiro, type standard (100 pièces / boîte)        | 03-5311-010315 | 1 boîte  |
| - Filtre Spiro, type d'embout buccal (100 pièces / boîte) | 03-5311-010316 | 1 boîte  |
| - Anneau de maille de capteur (10pcs / pack)              | 03-2421-020201 | 1 pack   |
| - Joint torique du capteur (bande élastique)              | 04-1450-110301 | 1 pc     |
| - Porte-capteur Mesh (A + B)                              | 04-1480-110401 | 1 paire  |
| - 1L seringue de calibration + adaptateur silicone        | 04-1350-150101 | 1 pc     |
| - 1L seringue de calibration + adaptateur silicone        | 04-1350-150101 | 1 pc     |
| - LCD, MostGraph-02                                       | 05-0401-150101 | 1 pièce  |
| - Carte principale, MostGraph-02                          | 05-1502-991004 | 1 pc     |
| - Carte A / D, MostGraph-02                               | 05-1502-141101 | 1 pièce  |
| - SSD, MostGraph-02                                       | 05-1502-032001 | 1 pièce  |
| - MG2 Tube respiratoire 1,2 m                             | 04-2140-031301 | 1 pc     |

## Conformité et garantie

  
 Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Page produit



<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/13561-appareil-de-fonction-pulmonaire-mostgraph-02.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com