

FICHE PRODUIT

KIT PATIENT HYSTEROGRAPHIE AVEC CUPULE SLIDING COULISSANTE 20MM

Référence : SOC-H725KHC020

Points forts

- Caractéristiques de la cupule : Coulissante

Description du produit

KIT PATIENT HYSTEROGRAPHIE AVEC CUPULE SLIDING COULISSANTE 20MM

Le kit patient d'hystérogographie à usage unique est spécialement dédié **aux hystérogographies, entièrement composé de produits stériles.**

Prêt à l'emploi et disponible en version avec cupule Sliding coulissante, **Le kit pour hystérogographies**, mis au point avec l'aide de médecins, a pour but de réaliser l'examen dans les meilleures conditions.

De même, ce kit répond parfaitement aux structures réalisant peu d'hystérogographies.

INDICATIONS

Cupules stériles permettant la réalisation aisée et indolore des hystérosalpingographies. La forme tronconique de la cupule permet une adhésion parfaite sur le col par autocentrage,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'étanchéité du col étant obtenue par une mise sous vide progressive de la cupule.
L'ensemble ventouse-canule est radio-transparent et permet le contrôle de la zone proximale de l'endocol, le radiologue pouvant opérer à distance du champ radioactif tout en mobilisant commodément l'utérus.

COMPOSITION DU KIT

- 1 cupule Sliding coulissante diamètre 20mm
- 1 seringue 20cc Luer Lock 3 pièces
- 1 Sachet de gel lubrifiant Stérile 5g
- 1 spéculum de Collin stérile Larg.33mm x Long.115mm
- 1 hystéromètre à curseur stérile CH10
- 1 pince à clamber de Cherron 255mm stérile
- 1 paire de gants stérile Latex 240mm Taille 7/8
- 1 set de champs stériles simples 45 x 75mm
- 1 set de compresses non tissées stériles 4 plis 30g 7,5 x 7,5cm
- 1 bassin reniforme non stérile 250x140x40mm
- 1 sachet de rangement non stérile 250x350mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hysterosalpingographie-et-hysterosonographie/13566-kit-patient-hystero-graphie-avec-cupule-sliding-coulissante-20mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Caractéristiques de la cupule	Coulissant

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
hist_diamcupule - 20mm	SOC-H725KHC020-1	
hist_diamcupule - 25mm	SOC-H725KHC025	
hist_diamcupule - 30mm	SOC-H725KHC030	
hist_diamcupule - 35mm	SOC-H725KHC035	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com