

FICHE PRODUIT

KIT PATIENT HYSTEROGRAPHIE AVEC CUPULE RIGISTER NON COULISSANTE

Référence : SOC-H725KHN020

Points forts

- délais : 1 semaine
- Caractéristiques de la cupule : Non coulissant

Description du produit

KIT PATIENT HYSTEROGRAPHIE AVEC CUPULE RIGISTER NON COULISSANTE 20MM

Le kit patient d'hystérogographie avec cupule register non coulissant à usage unique est spécialement **dédié aux hystérogographies**, il est entièrement composé de produits stériles.

Prêt à l'emploi et disponible en version avec cupule RIGISTER non coulissante, **Le kit pour hystérogographies**, mis au point avec l'aide de médecins, a pour but de réaliser l'examen dans les meilleures conditions.

De même, ce kit répond parfaitement aux structures réalisant peu d'hystérogographies.

INDICATIONS

Cupules stériles permettant la réalisation aisée et indolore des hystérosalpingographies. La forme tronconique de la cupule permet une adhésion parfaite sur le col par autocentrage, l'étanchéité du col étant obtenue par une mise sous vide progressive de la cupule.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

L'ensemble ventouse-canule est radio-transparent et permet le contrôle de la zone proximale de l'endocol, le radiologue pouvant opérer à distance du champ radioactif tout en mobilisant commodément l'utérus.

COMPOSITION DU KIT

- 1 cupule Rigister non coulissante diamètre 20mm
- 1 seringue 20cc Luer Lock 3 pièces
- 1 Sachet de gel lubrifiant Stérile 5g
- 1 spéculum de Collin stérile Larg.33mm x Long.115mm
- 1 hystéromètre à curseur stérile CH10
- 1 pince à clamper de Cherron 255mm stérile
- 1 paire de gants stérile Latex 240mm Taille 7/8
- 1 set de champs stériles simples 45 x 75mm
- 1 set de compresses non tissées stériles 4 plis 30g 7,5 x 7,5cm
- 1 bassin reniforme non stérile 250x140x40mm
- 1 sachet de rangement non stérile 250x350mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hysterosalpingographie-et-hysterosonographie/13571-kit-patient-hysterographie-avec-cupule-rigister-non-coulissante-20mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Caractéristiques de la cupule	Non coulissant

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
hist_diamcupule - 20mm	SOC-H725KHN020-1	
hist_diamcupule - 25mm	SOC-H725KHN025	
hist_diamcupule - 30mm	SOC-H725KHN030	
hist_diamcupule - 35mm	SOC-H725KHN035	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com