

FICHE PRODUIT



Négatoscope pour mammographie, 1 X 108 X 60 Cm

Référence : SOC-1010860

Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de plages : 1 plage

Description du produit

Négatoscope pour mammographie, 1 X 108 X 60 Cm

Données techniques

- 1 Zone de visualisation: 108 x 60 cm
- Support central variable
- Consommation électrique: 380VA
- Tubes fluorescents: 10 x 36W
- Dimensions extérieures: 1400 x 940 x 120 mm
- Un support mobile supplémentaire pour la loupe est disponible sur demande.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.



Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/13577-negatoscope-pour-mammographie-1-x-108-x-60-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Nombre de plages	1 plage

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com