

FICHE PRODUIT

KIT PROTECTION DE SONDE EN POLYURETHANE STERILE LONGUEUR 610MM

Référence : SOC-H107PDS300

Description du produit

KIT PROTECTION DE SONDE EN POLYURÉTHANE STÉRILE LONGUEUR 610MM

La **protection de sonde longueur 610mm** en Polyuréthane stérile est destinée à protéger durablement et efficacement la sonde **lors de l'examen superficiel ou invasif**.

La **matière 100% en polyuréthane (PU)** offre un grand confort au patient de par l'absence de zones froides et une très grande résistance grâce à son élasticité naturelle.

L'usage d'une protection de sonde stérile permet d'**éliminer tout risque de contamination croisée**.

Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau.

Conformément aux recommandations SF2H nous recommandons une désinfection humide de haut niveau de la sonde entre chaque patient avec notre solution ANIOS Clean'UP + Spor'activ.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Chaque protection est livrée avec 2 champs stériles, 2 élastiques stériles et un sachet de gel stérile individuel 20g.

Données techniques :

- Matière polyuréthane (PU)
- Protection livrée en sachet pelable unitaire
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Longueur de la protection : 610mm
- Largeurs disponibles : 4 largeurs possibles 80mm, 100mm, 130mm, 150mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde-steriles/13579-kit-protection-de-sonde-en-polyurethane-sterile-longueur-610mm.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pro_dimsonde - 80x610mm	SOC-H107PDS300-1	
pro_dimsonde - 100x610mm	SOC-H107PDS305	
pro_dimsonde - 130x610mm	SOC-H107PDS310	
pro_dimsonde - 150x610mm	SOC-H107PDS315	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com