

FICHE PRODUIT



Clamp ombilical de Barr stérile à usage unique

Référence : SOC-CL001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le clamp ombilical de Barr stérile est un accessoire médical destiné uniquement pour un seul usage.

Utile pour couper le cordon ombilical des nouveaux nés, il est doté d'une fermeture de sureté pour éviter les accidents.

Matière : plastique.

Stérilisation garantie 5 ans.

Dimensions d'un clamp:

- Clamp ouvert : 55 x 30 x 6 mm.
- Clamp fermé : 55 x 13 x 6 mm.

Conditionnement individuel stérile.

Vendus par lots de 85 clamps.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/13585-clamp-ombilical-de-barr-sterile-a-usage-unique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com