

FICHE PRODUIT



Analyseur Automatique D'Hématologie, KT-6300

Référence : SOC-KT-6300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur Automatique D'Hématologie, KT-6300

Le KT 6300 est un analyseur d'hématologie compact à 3 diff de 60 tests / heure. Nous comprenons parfaitement l'idée d'un petit ou moyen laboratoire avec un budget limité, un espace réduit, un manque de techniciens, etc. C'est pourquoi nous nous consacrons et nous y travaillons pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes en proposant un produit fiable et performant à un prix abordable.

Spécifications techniques de l'analyseur automatique D'hématologie KT-6300:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Principe du test:	-Impédance pour le comptage cellulaire -Méthode sans cyanure pour l'HGB
Débit d'essai:	1 clic pour terminer le test automatiquement, 10 µL de sang sont nécessaires
Sabot Clair:	Rinçage haute tension et haute pression
Paramètres:	Différenciation en 3 parties du WBC, 20 paramètres + 3 histogrammes
Mode échantillon:	Sang veineux, capillaire et prédilué
Canal de test:	Deux canaux
Débit:	60 échantillons par heure
Langues:	Anglais, espagnol, portugais, etc.
Mode QC:	QC 3 niveaux, graphique LJ
Mode de calibration:	Calibration manuelle et automatique
Application:	Nouveau-né, enfants, homme, femme et général
Réactifs:	2 réactifs (Lyse et Diluant)
Mémoire:	100 000 résultats d'échantillon
Affichage:	Grand écran LCD couleur avec écran tactile
Entrée/sortie:	Clavier, souris, port série RS232
Imprimante:	Imprimante thermique interne, peut être connecté à une imprimante externe
Tension:	100 ~ 240 AC, 50 / 60Hz
Dimensions:	410mm × 435mm × 472mm
Poids net:	21 kg

Performance de l'analyseur KT-6300:
SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètres	Précision (CV)	Gamme de linéarité
WBC	$\leq 2,0\%$ (7,0-15,0 $\times 10^9$) / L	(0-99,9 $\times 10^9$) / L
RBC	$\leq 1,9\%$ (3,5 - 6,0 $\times 10^{12}$) / L	(0-9,99 $\times 10^{12}$) / L
HGB	$\leq 1,9\%$ (110,0 - 180,0g) / L	(0-300) g / L
MCV	$\leq 0,4\%$ (80,0 - 110,0) fL	
PLT	$\leq 4,0\%$ (100,0 - 500,0 $\times 10^9$) / L	(0-999 $\times 10^9$) / L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/13590-analyseur-automatique-d-hematologie-kt-6300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com