

FICHE PRODUIT



Analyseur Hématologique 3- Diff, modèle KT-6400

Référence : SOC-KT6400

Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de paramètres : ≤20

Description du produit

L'Analyseur Hématologique 3-Diff, modèle KT6400

L'Analyseur Hématologique 3-Diff, modèle KT-6400 est un **appareil de laboratoire d'analyses médicales** utile pour identifier, analyser et quantifier **les composants du sang** entier par impédance et colorimétrie.

Spécifications techniques de l'Analyseur Hématologique 3-Diff, modèle KT-6400:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Principe:	-Impédance pour le comptage cellulaire Méthode sans cyanure pour l'HGB -Colorimétrie
Paramètres:	WBC, Neu #, Lym #, Mid #, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCH,, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P- LCR
Langues:	Anglais, espagnol, italien, portugais, etc.
Débit:	60 échantillons par heure
Étalonnage:	Calibration manuelle et automatique
Contrôle de qualité:	-3 niveau QC, -LJ graphique
Volume de l'échantillon:	Mode veineux: sang veineux 10µL Mode capillaire: 10 µl de sang capillaire Mode pré-dilué: sang capillaire 20µL
Réactifs:	-Lyse (500 ml) et diluant (20L) -Agent requis pour un seul test: -Diluant: 26 ml, Lyse: 0,35 ml
Imprimer:	Imprimante thermique, support imprimante externe
Mode d'échantillonnage:	Mode ouvert, scanner de codes à barres intégré
Entretien:	Auto-nettoyage de la sonde de prélèvement et des tubes
Température:	18 -35
Interface:	Port USB, RS 232
Chambre de comptage:	Chambre WBC: 100um, chambre RBC / PLT: 70um
Blocage clair:	Haute tension, chasse haute pression
Poids net:	24,7 kg
Puissance:	CA 100-240V, 50/60 ± 1Hz
Dimensions:	L514mm × W594mm × H645mm
Affichage:	Écran tactile couleur de -10,4 pouces -Affichage à cristaux liquides (LCD) -Résolution: 800 × 600
Mémoire de stockage:	-100 000 échantillons de résultats avec histogrammes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Performance:

Paramètres	Précision (CV)	Gamme de linéarité	Taux de report
WBC	$\leq 2,0\%$ ($4,0-15,0 \times 10^9$) / L	($0-99,9 \times 10^9$) / L	$\leq 1,0\%$
RBC	$\leq 1,5\%$ ($3,5 \text{ à } 6,0 \times 10^{12}$) / L	($0-9,99 \times 10^{12}$) / L	$\leq 1,0\%$
HGB	$\leq 1,5\%$ (110,0 - 180,0 g) / L	(0-300) g / L	$\leq 1,0\%$
MCV	$\leq 1,0\%$ (80,0 - 110,0) fL		
PLT	$\leq 4,0\%$ ($100,0 - 500,0 \times 10^9$) / L	($0-999 \times 10^9$) / L	$\leq 1,5\%$

Conformité et garantie

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/13592-analyseur-d-hematologie-automatique-modele-kt-6400.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Nombre de paramètres	≤ 20

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com