

FICHE PRODUIT



Automate d'analyse POC Pour Détection du VIH-1 et VIH-2, Modèle m-PIMA

Référence : SOC-27030R002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Automate d'analyse POC Pour Détection du VIH-1 et VIH-2, Modèle m-PIMA™

Résultats des tests moléculaires en moins de 70 minutes, au lieu de plusieurs mois

Résultats exploitables délivrés au point de soins, alors que le patient est toujours présent.

La plate-forme de test d'acide nucléique entièrement automatisée combine la précision des tests moléculaires avec un court délai d'exécution, permettant des décisions de traitement le jour même et des consultations avec les patients. L'analyseur portable m-PIMA™ permet le diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson et le test de charge virale du VIH dans un large éventail de paramètres décentralisés, en contournant les retards et les inefficacités associés au test centralisé.

Avantage :

- Résultats exploitables au point de service, alors que le patient est toujours présent
- Renforcer la prise de décision décentralisée
- Engager les patients dans leur diagnostic et leur traitement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les patients perdus de vue sont potentiellement réduits
- Compléter l'infrastructure du laboratoire central
- Gérez les programmes décentralisés via la connectivité intégrée

Spécifications :

Fonctionne à la fois avec les cartouches m-PIMA[™] HIV-1/2 VL et Alere[™] q HIV-1/2 Detect

- Réaction de polymérisation en chaîne en temps réel (RT-PCR) avec capacité de multiplexage
- Conçu pour résister aux environnements difficiles non destinés aux laboratoires
- Procédure de test automatisée simple
- Connectivité activée
- L'alimentation de la batterie termine les tests en cours lors de coupures de courant inattendues
- Contrôles intégrés
- L'interface tactile couleur vous guide pas à pas
- Stockage de données: 1000 résultats de test
- Léger et portable: 8 kg
- Dimensions : P 31 cm x L 20 cm x H 22 cm

Standard :

- 1 Analyseur m-PIMA
- Transformateur
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Accessoires :

- 1 Imprimante USB
- 1 Pack connectivité IV (transport de données sur serveur externe)
- 1 Powerdrum (batterie externe rechargeable ; autonomie = 24 h)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Papier d'impression

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/13595-analyseur-m-pimatm-complet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com