

FICHE PRODUIT

Kit de protection de sonde en polyuréthane stérile longueur 2440mm

Référence : SOC-107PDS325

Description du produit

Kit de protection de sonde en polyuréthane stérile longueur 2440mm

Le kit de protection de sonde longueur 2440mm en Polyuréthane stérile destinée à protéger durablement et efficacement la sonde lors de l'examen superficiel ou invasif.

La matière 100% en polyuréthane (PU) offre un grand confort au patient de par l'absence de zones froides et une très grande résistance grâce à son élasticité naturelle.

L'usage d'une protection de sonde stérile permet d'éliminer tout risque de contamination croisée.

Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau.

Conformément aux recommandations SF2H nous recommandons une désinfection humide de haut niveau de la sonde entre chaque patient avec notre solution ANIOS Clean'UP + Spor'activ.

Chaque protection est livrée avec 2 champs stériles, 2 élastiques stériles et un sachet de gel stérile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

individuel 20g.

Données techniques :

- Matière polyuréthane (PU)
- Protection livrée en sachet pelable unitaire
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Longueur de la protection : 2440mm
- Largeurs disponibles : 3 largeurs possibles 100mm, 130mm, 150mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde-steriles/13596-kit-de-protection-de-sonde-en-polyurethane-sterile-longueur-2440mm.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pro_dimsonde - 100x2440mm	SOC-107PDS325-1	
pro_dimsonde - 130x2440mm	SOC-107PDS335	
pro_dimsonde - 150x2440mm	SOC-107PDS345	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com