

FICHE PRODUIT



Simulateur d'accouchement pour formation de sage-femme

Référence : SOC-XC419A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Simulateur d'accouchement pour formation de sage-femme

Description

- Grand bassin avec un point de repère principal et un contour représenté à la main.
- Crâne lisse et doux avec des fontanelles pour une livraison sous vide réaliste.
- Tous les mouvements articulaires permettent différentes positions du fœtus pour démontrer une grande variété d'accouchements normaux et anormaux.
- Emballage: 1pcs / carton.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/13603-simulateur-d-accouchement-pour-formation-de-sage-femme.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com