

FICHE PRODUIT



Kit biopsie mammaire uni patient semi-automatique 14G 9cm

Référence : SOC-110KSC1409

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit biopsie mammaire uni patient semi-automatique 14G 9cm

Le Kit complet uni patient destiné à la biopsie mammaire est indiqué pour les biopsies mammaires.

Le kit est vendu à l'unité ce qui permet de **limiter le coût d'immobilisation et les pertes liées à la péremption des dispositifs stériles**.

Le kit uni patient est présenté en boîte individuelle, il est prêt à l'emploi, et il contient tout le nécessaire stérile pour réaliser la biopsie.

Le présent kit est composé de :

- 1 pistolet semi-automatique ARGON SUPERCORE 14G 9cm à usage unique stérile
- 1 protection de sonde en polyuréthane Scanning Cover 20x30cm
- 1 sachet de gel stérile 20ml transparent

Kit vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevement-et-biopsie/13604-kit-biopsie-mammaire-uni-patient-semi-automatique-14g-9cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com