

FICHE PRODUIT



TABLE D'EXAMEN PÉDIATRIQUE PEDIAFUN PT00-S

Référence : SOC-1100L

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de table : Table d'examen
- Système : Simple
- Structure de la table : Fixe

Description du produit

TABLE D'EXAMEN PÉDIATRIQUE PEDIAFUN PT00-S

Table d'examen pédiatrique Archimed La table d'examen pédiatrique Archimed est conçue comme une figure de camion. Le tableau est couvert par le visuel qui est éducatif pour les enfants et le visuel empêche la peur des enfants. Le coussin est composé de 3 paires; dossier, assise et extension (partie jambe) sous le coussin. Il y a un tiroir sur la table. La table est mobile grâce à 4 roulettes verrouillables.

SPECIFICATIONS :

CARACTÉRISTIQUES :	DIMENSIONS
PLEINE LONGUEUR	1510 mm
LARGEUR	740 mm
HAUTEUR	875 mm
LARGEUR DE DOSSIER	730 mm
LONGUEUR BACREST	495 mm
LARGEUR DE SIÈGE	735 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

LONGUEUR DU SIÈGE	615 mm
DIAMÈTRE DE ROUE 7	5 mm
ANGLE DE RETOUR	30 °
LARGEUR DE REPOSE-PIED	740 mm
LONGUEUR DU REPOSE-PIED	370 mm
DENSITÉ DE LA MOUSSE	28
CARACTÉRISTIQUE DE REMBOURRAGE SUNI DERI / LEATHERETTE	
MAX. CAPACITÉ DE CHARGE SÉCURISÉE	200 kg
POIDS DU PRODUIT	70 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/13606-pediafun-pediatric-examination-table-pt00-s.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de table	Table d'examen
Système	Simple
Structure de la table	Fixe

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com