

**FICHE PRODUIT**

## Fil de suture nylon 3/0, 75cm pour AR, 1,2 cercle 20mm

Référence : SOC-9200120

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Détails**

- Dimensions 1/2 cercle 20 mm;
- Conditionnement minimum de vente: Boite de 12;
- Unité de vente: 1 boîte.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/13608-fil-de-suture-nylon-3-0-75cm-pour-ar-1-2-cercle-20mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)