

FICHE PRODUIT



Fil de suture 2/0, 75cm rond 1/2cercle 20mm boîte de 12

Référence : SOC-9300120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détails

- Dimensions 1/2 cercle 250 mm;
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 12;
- Unité de vente: 1 boîte.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/13609-fil-de-suture-2-0-75cm-rond-1-2cercle-20mm-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com