


FICHE PRODUIT

Tubes plastiques fond rond, bord droit, 5 ml, en polystyrène

Référence : CEB-TH5PS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes plastiques fond rond, bord droit, 5 ml, en polystyrène; * Pour usage général de laboratoire; * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 75 mm; * Bouchon: non; * Conditionnement: carton de 5 sacs de 500; * Condition minimum de vente: carton de 2 500.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit-5-ml/1361-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-5ml-en-polystyrene.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com