

FICHE PRODUIT

Fauteuil de proctologie électrique Notron - 4 moteurs, réglable, 3 parties

Référence : SOC-1104-1

Points forts

- délais : 48 heures
- Système : Système universel
- Structure de la table : Pliable

Description du produit

Fauteuil de proctologie électrique Notron - Confort et précision pour l'examen proctologique

Le **fauteuil de proctologie Notron** est une solution de référence pour les cabinets de gastro-entérologie, les centres d'endoscopie et les unités de proctologie. Sa conception 3 parties avec **4 moteurs électriques indépendants** garantit un positionnement précis et confortable du patient, quel que soit l'examen pratiqué.

Motorisation et réglages électriques

Grâce à ses **quatre moteurs à courant continu**, le fauteuil Notron permet d'ajuster en toute fluidité :

- La **hauteur d'assise** (réglable de 64,3 à 84,3 cm)
- L'**inclinaison du dossier**
- La position des **repose-jambes** (individuellement, voire retrait complet)
- La position **Trendelenburg et anti-Trendelenburg**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La **commande manuelle avec pictogrammes** permet une prise en main immédiate sans formation spécifique.

Confort patient et ergonomie praticien

Le rembourrage généreux recouvert de **similicuir résistant** assure le confort du patient lors d'examens prolongés. L'**appui-tête amovible** et les **repose-jambes réglables individuellement** (également amovibles) offrent au praticien une liberté de mouvement optimale. Le **repose-pieds (support de crampe) amovible** complète l'équipement.

Construction robuste et hygiène facilitée

La structure du fauteuil est conçue pour une utilisation intensive :

- **Revêtement extérieur en plastique ABS antibactérien** — facile à désinfecter
- **Rails latéraux en acier inoxydable** des deux côtés pour la fixation d'accessoires médicaux
- Capacité de charge maximale : **180 kg**
- Poids de l'appareil : 110 kg

Attention : le rembourrage n'est pas résistant aux désinfectants chimiques. Nettoyage recommandé à l'eau tiède et au savon doux.

Dimensions du fauteuil de proctologie Notron

Longueur totale	167,8 cm
Largeur totale	72 cm
Hauteur d'assise réglable	64,3 à 84,3 cm
Profondeur d'assise	40,2 cm
Largeur d'assise	65 cm
Charge maximale	180 kg
Poids de l'appareil	110 kg

Contenu de la livraison

- Fauteuil de proctologie Notron
- Repose-jambes réglables (amovibles)
- Rails en acier inoxydable pour accessoires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Unité de commande manuelle

Référence fabricant

Marque : **NORTON** – Référence fabricant : **ST04-P**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/13610-table-anorectale-de-proctologie-et-d-endoscopie-notron-4-moteurs-st04-p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Système	Système universel
Structure de la table	Pliable

Documents associés


- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com