

FICHE PRODUIT



Fil de suture nylon, 24mm, aiguille triangulaire 0

Référence : SOC-93515240

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détails

- couleur: bleu.
- longueur du fil: 75 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/13611-fil-de-suture-nylon-aiguille-triangulaire-0.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com