

FICHE PRODUIT

Fil de suture Catcut chromé, 2/0 75cm, aiguille triangulaire, 3/8 cercle

Référence : SOC-1351537

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détails**Fil de suture Catgut chromé 2/0, aiguille triangulaire :**

- * Longueur : 75cm;
- * Aiguille : rond corsé 3/8 circle 37 mm;
- * Conditionnement : Boite de 12;
- * Unité de vente : une Boite.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/13613-fil-de-suture-catcut-chrome-2-0-75cm-aiguille-triangulaire-3-8-cercle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com