

FICHE PRODUIT



Film de Radiographie AGFA DT2B, Dim 35 x 35 cm, 100 films

Référence : DT2B-3535

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de cassette de radiographie : AGFA CR MD4.0

Description du produit

Film de radiographie AGFA DT2B, 35 x 35

Le **film de radiographie AGFA DT2B** distribué par **SOCIMED**, offre des clichés à **niveaux de gris de qualité** diagnostic optimale.

Le film de **radiographie AGFA** a été mis au point pour équiper ces **reprographes** haut de gamme.

Il est capable de supporter le débit plus élevé des reprographes sophistiqués. La technologie d'imagerie à sec numérique directe produit des clichés à niveaux de gris avec un **DMAX** et un contraste élevés.

Elle donne des résultats de la même clarté et de la même qualité qu'un **film laser** "humide", en offrant tous les avantages de la technologie à sec : pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques.

Les images de qualité optimale sont générées de manière plus rapide et plus pratique.

Caractéristiques techniques:

Dimension: 35 x 35 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: Boite de 100

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt2b/13616-film-de-radiographie-agfa-dt2b-dim-35-x-35-cm-100-films.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de cassette de radiographie	AGFA CR MD4.0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com