

**FICHE PRODUIT**



## Fil de suture Catcut chromé 1, 75cm aiguille triangulaire

Référence : SOC-2501537

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Fil de suture Catgut chromé 1, aiguille triangulaire :**

- \* Longueur : 75cm;
- \* Aiguille : triangulaire 3/8 circle 37 mm;
- \* Conditionnement : Boite de 12;
- \* Unité de vente : une Boite.

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/13617-fil-de-suture-catcut-chrome-1-75cm-aiguille-triangulaire.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| délais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)