

FICHE PRODUIT



Fil de suture Catcut Chromé 2, 75cm rond 3/8 cercle, aiguille triangulaire

Référence : SOC-2601540

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture Catcut Chromé 2, 75cm rond 3/8 cercle, aiguille triangulaire.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/13618-fil-de-suture-catcut-chrome-2-75cm-rond-3-8-cercle-aiguille-triangulaire.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com