

FICHE PRODUIT



Brancard amovible d'urgence pour ambulance, SKB039(G)

Référence : SOC-SKB039G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques :

- Tuyaux à paroi épaisse en alliage d'aluminium haute résistance.
- La surface du lit de la civière est faite d'un coussin en mousse, imperméable.
- Le dos est réglable, ce qui rend les blessés confortables.
- Avec verrou de sécurité, il doit être verrouillé lors du transport des patients et ouvert lors de la montée dans l'ambulance.
- Les pieds escamotables mécaniques sont contrôlés par les poignées aux deux extrémités de la civière.
- Les jambes peuvent être repliées automatiquement sous la civière lors du chargement dans le véhicule.
- Peut-être verrouillé par les dispositifs de fixation sur la voiture ambulance.
- Avec deux sangles, ils peuvent lier les blessés des deux côtés du châssis de la civière.

Spécifications techniques :

- Position Haute : 190 x 55 x 88 cm
- Position intermédiaire : 190 x 55 x 72 cm
- Position basse : 190 x 55 x 26 cm
- Max. Angle du dos : 75 °
- Charge Utile : ≤159kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/13620-brancard-amovible-d-urgence-pour-ambulance-skb039-g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com