

FICHE PRODUIT



Fil de suture Nylon 1, aiguille rond 1/2

Référence : SOC-9400137

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

- Longueur: 75 cm
- Aiguille: rond
- Boîte de 12 fils
- Résistance à la traction élevée, non résorbable
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Emballage fermé hermétiquement

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/13623-fil-de-suture-nylon-1-aiguille-rond-1-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com