

FICHE PRODUIT



Lames Standard MACMOVE

Référence : SOC-LB100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lames Standard MACMOVE

Description

Retrouvez sur SOCIMED une large gamme de qualité des lames de Laryngoscope utiles pour ausculter le larynx ; de ce fait nous mettons à votre disposition le modèle **MAX-LED MacMove**.

Les lames de laryngoscope MAX-LED MacMove sont équipées de lampes MAX-LED à haute luminosité. La lampe offre une lumière blanche froide à haute luminosité. Les lames sont utilisées pour les intubations difficiles. La pointe de la lame est utilisée pour soulever l'épiglotte afin d'obtenir une vue claire des cordes vocales. Les lames sont faciles à nettoyer, ont des surfaces lisses et des bords ronds. Les lames sont en acier inoxydable, ce qui la rend plus résistante, anticorrosive et durable. Toutes les lames de laryngoscope sont compatibles avec ISO 7376. Tous les matériaux sont conformes aux normes médicales. Ne pas stériliser à l'autoclave.

Matériel: acier inoxydable

Compatible avec la poignée standard: Goldstar, Welch Allyn, Rusch

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Compatible avec les processus de stérilisation: EO, trempage à froid

Durée de vie de la lampe gamma: 10 000 heures à haute luminosité

N ° DE COMMANDE. & TABLEAU DES TAILLES

Numéro de commande de la lampe LED	Commande de lampe à incandescence	Taille	Longueur du produit
LB-100-2MVL	LB-100-2MVL	Mac 2	100
LB-100-3MVL	LB-100-3MVL	Mac 3	130
LB-100-4MVL	LB-100-4MVL	Mac 4	155
LB-100-5MVL	LB-100-5MVL	Mac 5	175

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-o-r-l/13624-lames-standard-macmove.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com