

FICHE PRODUIT



Lame Standard WISCONSIN/FOREGGER

Référence : SOC-01-300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lame Standard WISCONSIN/FOREGGER

Description

Retrouvez sur SOCIMED une large gamme de qualité des lames de Laryngoscope utiles pour ausculter le larynx ; nous mettons à votre disposition le modèle **Wisconsin / Foregger**

Les lames de laryngoscope Wisconsin / Foregger sont équipées de lampes à vide. La lampe offre une lumière jaune chaude. Les lames ont des surfaces lisses et des bords arrondis. Les lames sont en acier inoxydable, ce qui la rend plus résistante, anticorrosive et durable. Toutes les lames de laryngoscope sont compatibles avec ISO 7376. Tous les matériaux sont conformes aux normes médicales.

Matériel: Acier inoxydable Compatible avec la poignée standard: Goldstar, Welch Allyn, Rusch
Compatible avec les processus de stérilisation: EO, autoclave 135C pendant 5 min, trempage à froid.

Durée de vie de la lampe gamma: 20 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

N ° DE COMMANDE. & TABLEAU DES TAILLES

N ° de commande.	Taille	Longueur du produit
LB-300-0	Wisconsin 0	94
LB-300-1	Wisconsin 1	113
LB-300-2	Wisconsin 2	130
LB-300-3	Wisconsin 3	159
LB-300-4	Wisconsin 4	200

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-o-r-l/13628-lame-standard-wisconsin-foregger.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com