

FICHE PRODUIT



Lame à Fibres Optiques Dissimulées Anglaise Macintosh

Référence : SOC-103-100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lames à Fibres Optiques Dissimulées Anglaises Macintosh

Description

Retrouvez sur SOCIMED une large gamme de qualité des lames de Laryngoscope utiles pour ausculter le larynx ; nous mettons à votre disposition le modèle Macintosh.

Toutes les lames de laryngoscope Macintosh dissimulées sont livrées avec des faisceaux de fibres optiques intégrés. Les faisceaux optiques sont joints et hautement polis pour offrir une transmission lumineuse maximale de la lumière. Le faisceau optique fournit une lumière froide. Pour une identification facile, toutes les lames à fibre optique sont livrées avec un indicateur vert sur la lame. Les lames sont faciles à nettoyer, ont des surfaces lisses et des bords ronds. Les lames sont en acier inoxydable, ce qui la rend plus résistante, anticorrosive et durable. Toutes les lames de laryngoscope sont compatibles avec ISO 7376. Tous les matériaux sont conformes aux normes médicales.

Matériau: faisceau de fibres en acier inoxydable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Compatible avec la poignée verte: Goldstar, Heine, Welch Allyn, Rusch Compatible avec les processus de stérilisation: EO, autoclave 135C pendant 5 min, trempage à froid,

Garantie du pack optique gamma: 5 ans, 200 cycles d'autoclave

N ° DE COMMANDE. & TABLEAU DES TAILLES

No de commande	Taille	Longueur du produit
103-100-0	Mac 0	85
103-100-1	Mac 1	95
103-100-2	Mac 2	110
103-100-3	Mac 3	130
103-100-4	Mac 4	155
103-100-5	Mac 5	175

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-o-r-l/13629-lame-a-fibres-optiques-dissimulees-anglaise-macintosh.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com