

FICHE PRODUIT



Lame à Fibres Optiques Dissimulées Anglaise Miller

Référence : SOC-104-200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lame à Fibres Optiques Dissimulées Anglaise Miller

Description

Retrouvez sur SOCIMED une large gamme de qualité des lames de Laryngoscope utiles pour ausculter le larynx ; nous mettons à votre disposition le modèle Miller.

Toutes les lames de laryngoscope Miller dissimulées sont livrées avec des faisceaux de fibres optiques intégrés. Les faisceaux optiques sont joints et hautement polis pour offrir une transmission lumineuse maximale de la lumière. Le faisceau optique fournit une lumière froide. Pour une identification facile, toutes les lames à fibre optique sont livrées avec un indicateur vert sur la lame. Les lames sont faciles à nettoyer, ont des surfaces lisses et des bords ronds. Les lames sont en acier inoxydable, ce qui la rend plus résistante, anticorrosive et durable. Toutes les lames de laryngoscope sont compatibles avec ISO 7376. Tous les matériaux sont conformes aux normes médicales. Matériau: faisceau de fibres en acier inoxydable

Compatible avec la poignée verte: Goldstar, Heine, Welch Allyn, Rusch

Compatible avec les processus de stérilisation: EO, autoclave 135C pendant 5 min, trempage à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

froid, garantie du faisceau optique gamma: 5 ans, 200 cycles d'autoclave

N ° DE COMMANDE. & TABLEAU DES TAILLES

N ° DE COMMANDE.	TAILLE	LONGUEUR DU PRODUIT
104-200-00	Miller 00	66
104-200-0	Miller 0	78
104-200-1	Miller 1	100
104-200-15	Miller 1.5	130
104-200-2	Miller 2	155
104-200-3	Miller 3	195
104-200-4	Miller 4	205

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**

<https://www.socimed.com/instruments-o-r-l/13631-lame-a-fibres-optiques-dissimulees-anglaise-miller.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com