

FICHE PRODUIT



Lames de fibres optiques détachables américaine Macintosh

Référence : SOC-102-150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lames de fibres optiques détachables américaine Macintosh

Description

Retrouvez sur SOCIMED une large gamme de qualité des lames de Laryngoscope utiles pour ausculter le larynx ; nous mettons à votre disposition le modèle Macintosh.

Toutes les lames de laryngoscope Macintosh détachables sont livrées avec des faisceaux de fibres optiques amovibles. Les faisceaux optiques sont joints et hautement polis pour offrir une transmission lumineuse maximale de la lumière. Le faisceau optique fournit une lumière froide. Pour une identification facile, toutes les lames à fibre optique sont livrées avec un indicateur vert sur la lame. Le faisceau optique peut être retiré et la lame peut être soigneusement nettoyée. Les lames ont des surfaces lisses et des bords arrondis. Les lames sont en acier inoxydable, ce qui la rend plus résistante, anticorrosive et durable. Toutes les lames de laryngoscope sont compatibles avec ISO 7376. Tous les matériaux sont conformes aux normes médicales.

Matériel: Fibre d'acier inoxydable compatible avec le manche vert: Goldstar, Heine, Welch Allyn, Rusch Compatible avec les processus de stérilisation: EO, autoclave 135C pendant 5 min, trempage à froid.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

N ° DE COMMANDE. & TABLEAU DES TAILLES

N ° de commande	Taille	Longueur du produit
102-150-0	Mac A 0	77
102-150-1	Mac A 1	88
102-150-2	Mac A 2	106
102-150-3	Mac A 3	132
102-150-3.5	Mac A 3.5	145
102-150-4	Mac A 4	159

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-o-r-l/13632-lames-de-fibres-optiques-detachables-americaine-macintosh.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com