

FICHE PRODUIT

Appareil de rééducation de la cheville

Référence : SOC-21-305-001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'appareil de rééducation de la cheville permet de redonner de la vitalité aux muscles de celle-ci. Elle permet des efforts de circumduction, de flexion ou d'extension, et des mouvements de latéralité de la cheville.

- Dimensions : 1,00 m x 0,55 m
- Hauteur : 75 cm
- Poids : 35 kg
- Châssis tubulaire mécano soudé
- Contrepoids en fonte.

COMPOSITION DE L'APPAREIL :

- 1 châssis mécano soudé.
- 1 série de contrepoids.
- 1 système de poulies courroies reliée à une poignée manivelle.
- 1 semelle articulée pouvant être équipée de contrepoids.
- 1 cordelette et sa poignée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 repose cuisse avec une sangle velcro.

Finitions : châssis recouvert de peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C éléments réglables chromés.

Mouvement de Circumduction :

- 4 contrepoids réglables et frein progressif
- possibilité de Pronation en libérant l'arrière de la semelle par simple vis de serrage
- Système auto aidé par manivelle.

Mouvement de latéralité :

- par adjonction d'une tige sous la semelle et de contrepoids

Mouvement de Flexion ou d'Extension :

- par système de poulie thérapie avec adjonction de charges et butée d'amplitude réglable.
- possibilité d'auto progression aidée par un circuit de cordelette nylon inversé.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-kinesitherapie/13633-appareil-de-reeducation-de-la-cheville.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com