

FICHE PRODUIT

Fauteuil de Rééducation Quadriceps / Ischios Premium

Référence : SOC-FF1-208

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil de rééducation quadriceps et ischios Premium - Présentation

Le fauteuil de rééducation **Kinova Pro Premium** est un outil thérapeutique incontournable dans tout cabinet de kinésithérapie ou service de rééducation fonctionnelle. Conçu pour le travail analytique et progressif du membre inférieur, il permet la rééducation du genou, le renforcement des quadriceps et des ischio-jambiers aussi bien en phase post-opératoire (ligamentoplastie, prothèse de genou) qu'en réathlétisation. La grande variété de réglages disponibles permet d'adapter précisément chaque séance à la morphologie du patient et à la progression thérapeutique.

Équipements et réglages du fauteuil Premium

- **Dossier réglable par vérin à gaz** actionnable au pied de chaque côté, pouvant se positionner de 90° (position assise) jusqu'à l'horizontale (décubitus ventral)
- **Système pendulaire gradué** utilisable à droite ou à gauche, avec réglage à indexation permettant d'obtenir avec précision les angles de charge souhaités
- **Butées réglables pour le contrôle des amplitudes articulaires**
- **Double appui tibial** et simple appui tibial avec mousse renforcée et sangle de maintien
- **Cale-cuisses réglable en longueur** pour s'adapter à toutes les morphologies

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Repose-tête réglable en hauteur et profondeur**
- **Accoudoirs rembourrés réglables en hauteur** pour le confort du patient pendant les exercices
- **Poignée de maintien de charge** permettant le travail en statique intermittent
- **Double sangle de compensation**
- **Roulettes arrières de série** pour un déplacement aisé dans le cabinet
- **Pieds réglables** garantissant une parfaite stabilité sur sol irrégulier
- **Sellerie surpiquée finition luxe avec point de sellier**

Charges fournies

Le fauteuil est livré avec **13,5 kg de charges** et un range-poids intégré sous l'assise, comprenant : 2 x 5 kg, 1 x 2 kg, 1 x 1 kg, 1 x 0,5 kg. Des disques supplémentaires sont disponibles en option.

Caractéristiques techniques

- **Longueur** : de 120 à 215 cm (position couchée)
- **Largeur** : 100 cm
- **Hauteur** : de 75 cm (dossier horizontal) à 150 cm (position assise avec repose-tête)
- **Poids de l'appareil** : 115 kg
- **Charge patient maximale** : 150 kg
- **Coloris sellerie disponibles** : Noir, Chocolat, Gris, Bleu Roi
- **Disponibilité** : sous 2 à 3 semaines

Indications cliniques

Rééducation post-opératoire du genou (ligamentoplastie du LCA, prothèse totale de genou, ménisectomie), renforcement musculaire des quadriceps et ischio-jambiers, rééducation des pathologies fémoro-patellaires, réathlétisation. Compatible pouliothérapie.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-kinesitherapie/13634-fauteuil-quadriceps-avec-accoudoir.html>



Caractéristiques


Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com