


FICHE PRODUIT



Boîte de rangement pour lames porte-objet

Référence : SOC-3400978

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte de rangement pour lames porte-objets

La **Boîte de rangement pour lames porte-objets** permet un meilleur archivage des lames porte-objets. Pratique et facile à entreposer cette **boîte de rangement** est idéale pour votre Laboratoire

Caractéristiques techniques:

La **boîte de rangement pour lames porte-objets** a un cadre en bois avec une couverture noire. La couverture et partie intérieure sont reliés grâce de petites charnières et fermetures métalliques. Les cadres en polypropylène (antistatique, résistant au xylène) à rainures numérotées, empilable. Le couvercle contient un repertoire numéroté à l'intérieur.

Dimensions des boîtes de rangement

Boite de rangement pour lames porte-objets: 76 x 26 mm

Disponible en boite de 25, 50 et 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coffret-pour-stockage-de-lames/13636-boite-de-rangement-pour-lames-porte-objet.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
conditionnement_lames - Boite de 100	SOC-3400978100	
conditionnement_lames - Boite de 50	SOC-340097850	
conditionnement_lames - Boite de 25	SOC-340097825	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com