

FICHE PRODUIT

Pipetman large - Volume Kit

Référence : GIL-F167400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le pipetman Large - Volume Kit présente une réelle économie par rapport à l'achat de pipettes et d'accessoires vendus séparément, ce Kit couvre l'ensemble des caractéristiques de la gamme Pipetman P pour répondre à l'ensemble de vos applications de pipetage.

Ce kit contient:

- * deux modèles de Pipetman P; P1000 (200-1000µl) et P5000 (1000-5000µl)
- * les cônes Diamond (Boîte de 96 cônes) correspondants (5 x cônes D 5000 et 2 x cônes D 10 ml) pour modèles de pipetman.
- * ainsi que les accessoires indispensables:
- * 2 x 10 filtres de protection pour certains modèles de pipetman.
- * Garantie 01 AN.
- * Délai de livraison: 4 semaines.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/1364-pipetman-large-volume-kit.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com