

FICHE PRODUIT

Appareil de rééducation du Poignet, MF1-174

Référence : SOC-MF1-174

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'Appareil de rééducation du Poignet MF1-174 a été conçu pour la rééducation du poignet.

L'appareil est 6 en 1 permet le travail du poignet par poulies, avec adjonction de charges, et de pratiquer des exercices de rééducation du poignet :

- CIRCUMDUCTION - ABDUCTION
- FLEXION
- EXTENSION
- PRONATION
- SUPINATION
- ADDUCTION

Dimensions : 0,60 m x 0,60 m.

Poids : 35 kg.

Hauteur réglable : de 95 cm à 1,20 m.

Châssis tubulaire mécano soudé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Finition :

Châssis recouvert de poudre époxy blanche cuite au four à 200° C.

Éléments réglables chromés.

Equipements :

1 pied à 5 branches avec réglage en hauteur de l'appareil.

1 repose avant bras articulé équipé de bandes velcro.

1 étrier support poignet équipé de poulies latérales.

1 renvoi de cardan.

1 frein progressif équipé de contrepoids réglables.

1 série de contrepoids en fonte.

2 cordelettes de traction.

1 poignée de circumduction réglable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-kinesithérapie/13641-appareil-de-reeducation-du-poignet-mf1-174.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com