

FICHE PRODUIT

Barres Parallèles Ferrox - Avec Plancher 3,50 m

Référence : SOC-29870

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les barres Parallèles Ferrox avec main courante pivotante 360° et socle antidérapant

Pour un protocole personnalisé

Les barres parallèles Ferrox sont équipés d'un plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant.

La hauteur est variable de 78 à 104 cm.

La largeur est aussi variable de 36 à 87 cm ce qui permet de personnaliser la rééducation du patient.

Supports télescopiques en acier

Socle en bois de 65 cm de largeur revêtu de tissu caoutchouté antidérapant noir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/therapie-combinee/13642-barres-paralleles-ferrox-avec-plancher-3-50-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com