

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération plafonnier à 2 coupoles , modèle KL700/500-III

Référence : SOC-700500III

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Type de fixation : Bras mural (1 x 60 cm)
- Domaines d'utilisation de la lampe : Gynécologie

Description du produit

Lampe d'opération plafonnier à 2 coupoles , modèle KL700/500-III

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Éclairage: 80 000-160 000 LX x2 (à 1 m de distance)

Diamètre de la facule: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280$ mm

Profondeur du faisceau lumineux: ≥ 600 mm

Réglage de la luminosité: 8 étapes en continu

Décalage des lampes principales et de secours: automatique

Température de couleur: 4500K $\pm$ 500K

Augmentation de la température: ≤ 12 °C

Augmentation de la température sur la tête du patient: ≤ 2 °C

Diamètre du support de lampe: 700 mm / 500 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Tension secteur: AC220V $\pm$ 20% 50Hz

Tension de l'ampoule: AC24V Puissance de l'ampoule

Puissance d'entrée: 200VA $\times$ 2

Hauteur d'installation: 280-320cm

CARACTÉRISTIQUES

1. Réflecteur squamulose en feuille d'aluminium importé
 2. Panneau vernis importé
 3. Bras principal en titane
 4. Bras de ressort importé en option
 5. Ampoules halogènes OSRAM
 6. Changement automatique d'ampoule de secours en 1/2 seconde
 7. Indicateur d'ampoule endommagée
 8. Poignée déchargeable
 9. Batterie en option
- Dimensions: 1234*1094*452
- Poids: 134kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/operation-plafonnier/13646-lampe-d-operation-a-reflexion-integree-modele-kl700-500-iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Halogènes
Type de fixation	Bras mural (1 x 60 cm)
Domaines d'utilisation de la lampe	Gynécologie

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com