

FICHE PRODUIT

Protège thyroïde anti-X modèle X-14

Référence : SOC-X141981

Points forts

- délais : 48 heures
- Équivalence plomb : 0,5 mm

Description du produit

Protège thyroïde anti-X modèle X-14

Le **Protège thyroïde anti-X modèle X-14** est un **accessoire** qui permet de protéger la **thyroïde** des professionnels de la santé ainsi que celle des patients des effets néfastes des **émissions de rayons X** lors d'actes médicaux de **radiologie**.

- Type rectiligne
- Équivalence plomb : 0,5 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-la-tete-et-du-cou/13659-protege-thyroide-anti-x-modele-x-14.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Équivalence plomb	0,5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com