

FICHE PRODUIT

Simulateur cathétérisme des organes génitaux masculins et féminin modèle XC-408

Référence : SOC-XC408CD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Simulateur cathétérisme des organes génitaux masculins et féminin modèle XC-408

La description:

Ce modèle peut être pratiqué comme sur un vrai patient. Un cathéter lubrifié peut être inséré dans l'orifice urétral, traversé l'urètre et pénétré dans la vessie. Lorsque la vessie est entrée avec succès, de l'urine artificielle (eau) s'écoulera du cathéter.

Emballage: 1pcs / ctn, 57x21x50cm, 9kgs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/13665-simulateur-catheterisme-des-organes-genitaux-masculins-et-feminin-modele-xc-408.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com