

FICHE PRODUIT

Tensiomètre manopaire avec brassard sans poche EASY 3

Référence : SOC-DS99301

Points forts

- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manopaire
- Modèle Tubulure : Simple
- Matière Brassard : Nylon noir

Description du produit

Tensiomètre manopaire avec brassard sans poche EASY 3

Le **tensiomètre manopaire EASY 3 noir** possède un brassard sans poche et sans latex en nylon lavable noir avec une **fermeture velcro**.

Sa **graduation de 0 à 300 mmHg** et son boîtier antichoc rendent l'utilisation du **tensiomètre EASY 3** apte à tout environnement.

Le **tensiomètre EASY 3** a une poire intégrée en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien.

Caractéristiques techniques

Couleur: Noire

Livré avec trousse de rangement en nylon

Modèles:

Easy 3 noir, brassard adulte

Easy 3 noir, brassard bras fort

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Easy 3 noir, brassard enfant
Easy 3 noir, brassard nourrisson
Easy 3 noir, 3 brassards (adulte, bras fort, enfant)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/13666-tensiometre-manopoire-avec-brassard-sans-poche-easy-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type de fermeture	Velcro
Type	Manopoire
Modèle Tubulure	Simple
Matière Brassard	Nylon noir

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
tensiometre_taille - Pack de 3 tailles (L-M-S)	SOC-DS99324	
tensiometre_taille - Adulte (L)	SOC-DS99322	
tensiometre_taille - Bras fort	SOC-DS99603	
tensiometre_taille - Enfant (S)	SOC-DS99421	
tensiometre_taille - Nourrisson	SOC-DS99521	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com