

FICHE PRODUIT



Système d'aspiration sous vide mural avec bouches, modèle VACUSILL® 2HV

Référence : SOC-H5351204

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système d'aspiration sous vide mural avec bouches, modèle VACUSILL® 2HV

Les **régulateurs de vide de forte dépression VACUSILL® 2HV** sont des équipements d'aspiration médicale alimenté par une source de vide de 120 L/min - 80 kPa, dispose d'un mécanisme de régulation calibré qui permet d'obtenir une stabilité et une précision extraordinaires. Compatible avec l'IRM.

Caracteristiques du régulateur de vide VACUSILL® 2HV :

- Interrupteur ON/OFF pour ouverture et fermeture rapide, avec soupape de surpression interne lorsque les vacuomètres sont en mode OFF.
- Soupape de soulagement de sécurité pour les excès de vide.
- Trappe à eau avec protection antidébordement et filtre de particules.
- Branchement d'entrée filetage Whitworth G1/4" F.
- Rang: 0-100 kPa / 0-750 mmHg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Précision: $\pm 5\%$.
- Débit: 100 L/min.
- Disponible avec embouts: BS, NF, DIN y SS. Consultez la disponibilité des autres embouts.
- Disponible avec trappe à eau SafeyTrap, avec protection antidébordement et filtre de particules à haut rendement ou filtre bactérien hydrophobe viral.
- Possibilité d'être fourni avec flacon de recueil PC/PSU (1 L, 2 L, 4 L), support roulant et système d'accouplement sur rail.
- Matériaux: corps en ABS-PC, fenêtre du vacuomètre en PC, joints toriques en NBR et silicone, filetage d'entrée (sans embout) Whitworth G1/4" en acier inoxydable. Sans latex.
- Dimensions: 240 mm x 86 mm x 86 mm.
- Poids: 310 g.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/13679-systeme-d-aspiration-sous-vide-mural-avec-bocaux-modele-vacusillr-2hv.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com