

FICHE PRODUIT



Lame fine jetable à bande étroite

Référence : SOC-2297002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les lames jetables à bande étroite ont 80 mm de longueur et 8 mm de hauteur pour 250 µm d'épaisseur. Idéalement adaptée pour microtomes et cryostats.

Fabriquées en acier inoxydable, les lames ultra fines mais durables s'utilisent aussi bien avec les séries de microtomes et de cryostats Leica® qu'avec les modèles de microtomes et de cryostats courants.

Un processus de revêtement de lame innovant a contribué à améliorer, de façon perceptible, les résultats de l'étirement de la coupe et la qualité de coupe des rubans en histologie de routine.

- Poids : 0,6 Kg (600 g)
- Volume : 0,003 m³ (3000 cm³)
- Largeur : 0,1 m (10 cm)
- Longueur : 0,2 m (20 cm)
- Hauteur : 0,15 m (15 cm)

Conditionnement : boîte de 50 lames

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-produits-pour-histo-cyto-pathologie/13681-lame-fine-jetable-a-bande-etroite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com