

FICHE PRODUIT



Fil de suture catgut plein 2, aiguille triangulaire 3/8, 40mm

Référence : SOC-13515370

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture catgut plein 2, aiguille triangulaire 3/8, 40mm

- Conditionnement minimum de vente: boîte de 12;
- Unité de vente: 1 boîte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/13683-fil-de-suture-catgut-plein-2-aiguille-triangulaire-3-8-40mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com