


FICHE PRODUIT



Écouvillon sec COPAN CLASSIQSwabs Stérile

Référence : SOC-CO132020

Description du produit

Écouvillon sec CLASSIQSwabs™ stérile

L'Écouvillon sec CLASSIQSwabs™ stérile commercialisé par SOCIMED est utilisé pour le recueil des prélèvements bactériologiques.

Avantages :

- Conservation du prélèvement jusqu'à 5h avant mise en culture.
- L'embout Viscose/Rayonne est indiqué pour la culture des microorganismes.
- L'embout Polyester/Dacron® (fibre synthétique) est recommandé pour la Biologie Moléculaire.

Caractéristiques techniques :

- Type d'écouvillon: Standard;
- Tige plastique simple;
- Embout classique en polyester / Dacron;
- Emballage : Tube plastique unitaire;
- Couleur du bouchon: Rouge;
- Conditionnement minimum de vente: Paquet de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/13684-ecouvillon-sec-copan-classiqswabstm-sterile.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com