

FICHE PRODUIT

Solution de remplissage DS-Ref Ref (10 ml) pour Ionogramme GE300

Référence : SOC-P140310502000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Solution de remplissage DS-Ref Ref (10 ml) pour Ionogramme GE300

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/13686-solution-de-remplissage-ds-ref-ref-10-ml-pour-ionogramme-ge300.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com