

FICHE PRODUIT

Gants de radioprotection plombés KELIDA GL-4

Référence : SOC-2241511981

Points forts

- délais : 8 semaines

Description du produit

Gants de radioprotection plombés KELIDA GL-4

Les **Gants de radioprotection plombés KELIDA GL-4** sont des accessoires efficaces à la **protection des mains** des professionnels de radiologie, contre les effets néfastes de l'émission des **rayons ionisants** durant leurs différentes interventions.

Ils sont disponibles en divers **équivalence plomb**: 0,25mm; 0,35mm et 0,5mm.

Ce modèle protège également tout le bras.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-radioprotection/13687-gant-de-protection-plombe-kelida-gl-4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
equivalence_plomb - 0,25 mm	SOC-2241511981a	
equivalence_plomb - 0,35 mm	SOC-2241511981b	
equivalence_plomb - 0,5 mm	SOC-2241511981c	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com