

FICHE PRODUIT



Pousse seringue modèle EN-S7

Référence : SOC-00021390

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pousse seringue modèle EN-S7

Le **pousse seringue EN-S7** permet d'administrer des médicaments en continu, avec un débit stable pour obtenir une concentration stable pendant la durée de l'administration. Cela évite les périodes où le niveau de médicament dans le sang est trop élevé ou trop bas.

Caractéristiques principales :

- Écran: écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces
- Types de seringues: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml / 60 ml. Système ouvert, reconnaissance automatique des marques et tailles de seringues après étalonnage
- Mode de perfusion: ml / h (comprend le mode débit, le mode temps), le mode poids corporel
- Précision: $\pm 2\%$
- Plage de débit: 0,01 à 1500 ml / h (incrément min. 0,01 ml / h)
- VTBI: 0-9999ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- KVO: 0,01-5 ml / h réglable
- Taux de bolus: 0,1-1500 ml / h (bolus automatique et manuel disponibles)
- Niveau d'occlusion: 4 niveaux sélectionnables
- Interface: MINI USB
- Réseaux sans fil: Wifi (facultatif)
- Poids 1.7 kg ;
- Dimensions (L x L x H) : 40 x 9 x 12 cm.
- **Type d'alarme:**
 - * VTBI perfusé, seringue vide, pression élevée, batterie vide, vérifier la seringue, KVO terminé;
 - * VTBI près de l'extrémité, seringue presque vide, batterie presque vide, alarme de rappel, pas d'alimentation électrique, erreur système, etc.
- Classification: Classe I, CF
- Étanchéité: IP24

Caractéristiques spéciales :

- Titrage: Modifie le débit sans arrêter la perfusion;
- Dernière thérapie: Les dernières thérapies peuvent être stockées et utilisées pour une perfusion rapide;
- Bibliothèque de médicaments: Pas moins de 30 médicaments;
- Anti-bolus: Pression automatique de la ligne de goutte pour réduire l'impact du bolus après l'occlusion;
- Purification: Retire la bulle d'air;
- Verrouillage d'écran: Evite les erreurs de fonctionnement;
- Mode veille: Temps de veille 00 - 99h59m réglable;
- Mode Micro: Limite le débit de perfusion max pour doubler la sécurité du patient;
- DPS: Affichage de la pression en temps réel sous forme graphique et numérique;
- Luminosité: Réglable;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Volume d'alarme: Réglable;
- Enregistrement de l'historique: Plus de 5000 entrées.

Source d'alimentation :

- Alimentation CA: 110V-240V, 50 / 60Hz
- Alimentation CC externe: 12V
- Batterie: Batterie au lithium polymère 11.1V 2600mAh; Plus de 12 heures de fonctionnement à 5 ml / h; Moins de 5 heures pour une charge complète

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/13691-pousse-seringue-modele-en-s7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com