

FICHE PRODUIT

Chariot d'aspiration VACUSILL 1HV avec 2 flacons PC4

Référence : SOC-H5351801

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot d'aspiration VACUSILL® 1HV avec 2 flacons PC4

Le **chariot d'aspiration à forte dépression VACUSILL® 1HV** permet d'utiliser les **régulateurs de vide VACUSILL® 2HV** dans des applications nécessitant une plus grande mobilité ou dans des situations où vous souhaitez avoir 1 ou 2 régulateurs de vide simultanément avec leurs flacons de recueil dans le même équipement.

Caractéristiques du Chariot d'aspiration VACUSILL® 1HV avec 2 flacons PC4 :

- Régulateur de vide de forte dépression **VACUSILL® 1 HV**.
- Disponible avec trappe à eau **SafetyTrap**, avec protection anti-débordement et filtre de particules à haut rendement ou filtre bactérien hydrophobe viral.
- Bocal d'aspiration PC en (polycarbonate) de 4 L, autoclavable.
- Tuyau jaune haute pression pour vide (0-12 bar), 3 m, PVC, antistatique. Avec embout à canalisation: BS, NF, DIN et SS.
- Chariot avec 5 roues antistatiques, une poignée et porte-flacons d'aspiration.
- Matériaux: Aluminium avec revêtement en époxy de type RAL 9022 et avec 5 roues de 50 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions: 570 mm x 570 mm x 930 mm.
- Poids : 1,02 kg.

Composition du kit :

- Chariot de 5 roues avec 3 m de tubes pour canalisation et connexion sur réseau central de vide;
- Régulateur de vide Vacusill HV avec trappe à eau;
- 2 flacons en Polycarbonate PC4 de 4 Litres;
- Canule de Yankauer avec 2 m de tube d'aspiration 6 x 8 mm;
- 2 Tubes d'aspiration 6 x 8 mm, 80 cm.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/13694-chariot-d-aspiration-vacusillr-1hv-avec-2-flacons-pc4.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com