

FICHE PRODUIT

Moniteur des signes vitaux, modèle CT40

Référence : SOC-CT40

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur des signes vitaux, modèle CT40

Le moniteur CT40 est la solution idéale et abordable pour les mesures ponctuelles de contrôle de la pression artérielle de qualité clinique ainsi que des signes vitaux dans les hôpitaux et les cliniques. Les services ambulatoires, les soins de longue durée et les services hospitaliers à faible acuité peuvent facilement mettre en œuvre cet appareil polyvalent et convivial de signes vitaux qui offre des fonctionnalités avancées et une connectivité numérique.

Fonctionnalités du Moniteur signe vitaux CT40

- Ecran à LCD monochrome
- Technology de qualité supérieur
- SphygMode™ manuel pour la vérification en temps réel des lectures de la pression artérielle sans retirer le brassard et la mémoire intégrée pour jusqu'à 99 sessions de cartographie
- Conception modulaire pour l'ajout de modules de température et de SpO2 en option
- Protocoles de messagerie HL7 pour le transfert de données avec connexion réseau via LAN / Ethernet intégré, 2 ports USB ou Wi-Fi en option

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13699-moniteur-des-signes-vitaux-modele-ct40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com