

FICHE PRODUIT

Chariot Élévateur électrique double croisillon avec porte cercueil Modèle CHAR016

Référence : SOC-016172001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot Élévateur électrique double croisillon avec porte cercueil Modèle CHAR016

Chariot élévateur en inox 304 L 15/10

Équipement indispensable pour placer les corps en hauteur dans les cellules réfrigérées en usage intensif.

Ces chariots sont réalisés entièrement en inox, possèdent une poignée de guidage, un vérin électrique puissant permettant de monter à 2,00 m de haut jusqu'à 200 kg de charge.

Poids : 90 Kg

Commandes électriques du vérin avec batterie légère étanche rechargeable sur secteur 220 volts.

Prévu pour 90 montées et 90 descentes par jour. (Bouton inverseur montée et descente.)

4 roues pivotantes dont 2 avec freins et deux rails avec système de blocage de la civière.

AVEC ROULEAUX PORTE-CERCUEILS

Dimensions : Longueur 2000 x Hauteur minimum 330 // Hauteur maximum 2000 x Largeur 630 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/13700-chariot-eleveur-double-croisillon-avec-porte-cercueil-modele-char016.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com