

FICHE PRODUIT

Electrocardiographe (Appareil d'ECG) 12- canaux, Modèle CM1200

Référence : SOC-CM1200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Écran TFT couleur 12,1" CM1200 repliable, offre une observation sous plusieurs angles. L'écran tactile et le stylo pour écrire vous permettent un contrôle plus facile des opérations et une saisie plus rapide des informations. Le CM1200 dispose d'une sélection d'interfaces multilingues et d'un papier d'enregistrement multi-format sélectionnable. Son système de calibration d'enregistrement Intellectuelisé peut résoudre complètement les problèmes de bourrage papier ECG et de déviation du papier. De plus, avec les solutions avancées basées sur l'information, le CM1200 peut réaliser des rapports sans papier et des diagnostics à distance. Le CM1200 est l'équipement ECG 12 canaux standard de première classe.

Caractéristiques:

- Haute performance dans un appareil compact
- Structure en alliage lithium-magnésium de conception intégrée, résistante aux chocs et incassable
- Technologie VCG: Diagnostic de la maladie coronarienne, Diagnostic de l'élargissement auriculaire et ventriculaire, Diagnostic différentiel des blocs de branche (BBB), Diagnostic différentiel de l'arythmie
- Gestion des données ECG: Supporte les logiciels de gestion et de diagnostic de données PC, le protocole HL7, le système HIS et PACS. Le médecin peut visualiser directement la forme d'onde de l'ECG et le rapport de diagnostic à partir d'un ordinateur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Divers formats d'enregistrement: 12X1, 6X2 + 1R, 3X4 + 1R, 3X4 + 3R, sortie du rapport de diagnostic complet
- Gain de classification: la forme d'onde des dérivations thoraciques et des dérivations des membres peut configurer un gain indépendant, facile à diagnostiquer
- Qualité standard CE, conception modulaire numérique et structure Al Alloy garantissant sécurité, stabilité et fiabilité
- Détection de stimulateur cardiaque
- Système de calibration d'enregistrement
- Rapport d'impression de haute qualité
- Divers papiers d'enregistrement compatibles, 210 mm, 216 mm, largeur et papier de bureau A4
- Port USB pour connecter une imprimante externe
- 1000 ECG de stockage, de transmission de données et d'agrandissement de stockage via une clé USB
- Clavier alphanumérique, bouton de fonction individuel
- Écran tactile couleur TFT de 12,1 pouces
- Aide à la rédaction
- Alimentation CC et CA, pile au lithium rechargeable intégrée, jusqu'à 2 heures de temps de travail
- Mode veille pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de l'écran LCD.

Spécifications techniques:

- Écran tactile couleur de 12,1 po, clavier alphanumérique
- Imprimante thermique réglable 216 / 210mm
- Avec interprétation, 10000 cas d'ECG
- Aperçu avant impression, diagnostic à l'écran, rapport d'analyse modifiable
- Système d'impression d'étalonnage
- Port USB pour la sortie de données
- Vétocardiogramme (VCG), schéma de connexion des dérivations
- 122 types d'analyses d'arythmie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension: 524mm x 241mm x 391mm
- Poids: 9 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/13701-electrocardiographe-appareil-d-ecg-12-canaux-modele-cm1200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com